

Gel pour échographie Sterile Aquasonic® 100

Indications

Le gel pour échographie Sterile Aquasonic 100 est un gel stérile et hydrosoluble ne tachant pas. Il est conçu pour les échographies en contexte stérile ainsi que pour les interventions où la stérilité est indiquée.

Description

Le gel pour échographie Sterile Aquasonic 100 peut s'utiliser dans les cas suivants : • Sur une lésion de la peau (site chirurgical récent ou plaie ouverte par exemple) ou à proximité, lorsque la stérilité est indiquée. • Sur une muqueuse ou dans un orifice naturel. • Chez les patients chez qui une contamination croisée présente une préoccupation.

Par exemple : • Les patients atteints d'immunodéficience ou sous traitement immunosuppresseur. • Les nouveau-nés ou les patients pédiatriques gravement malades.

• Les patients gravement malades ou faisant l'objet de précautions spécifiques liées à une contamination par contact ou par voie respiratoire.

Mode d'emploi

Appliquer le gel pour échographie Sterile Aquasonic 100 sur la surface de la sonde, pas directement sur le patient. Pour limiter le risque de contamination et d'infection, pour les procédures stériles, utiliser un fourreau de sonde et du gel pour échographie stérile. Éliminer ou rincer le gel du site d'intervention. Jeter le produit après utilisation.

Contre-indications

Aucune

Conditions de stockage

Conserver dans un endroit frais et sec. Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil.

Avertissements et précautions

Ne pas utiliser chez les patients sensibles aux parabènes. Jeter le produit si l'emballage est endommagé ou présente des signes de contamination. Pour éviter toute contamination, observer les pratiques recommandées de technique aseptique. Le gel pour échographie Sterile Aquasonic 100 est destiné à un usage unique. La réutilisation de ce dispositif peut entraîner une contamination croisée, ainsi que des risques d'infection ou de réaction indésirable chez le patient.

Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne où l'utilisateur et/ou le patient sont établis. « Mise en garde : en vertu de la loi fédérale, ce produit ne peut être vendu que par un médecin ou professionnel de la santé formé à son utilisation, ou sur ordonnance. »

PM-010-0002F - 2023



Parker Laboratories, Inc.
286 Eldridge Road
Fairfield, NJ 07004 USA



Parker Laboratories BV
Bedrijvenpark Twente 305
7602 KL Almelo - NL



Rédaction interne 08/03/2024
Mise à jour Rev.01: 25/07/2025