

Oper strip Bande adhésive de suture cutanée

Différentes présentations

Ref.	Descripción
0037800	Oper strip 3 x 75 mm
0037801	Oper strip 6 x 75 mm
0037802	Oper strip 6 x 38 mm
0037803	Oper strip 6 x 100 mm
0037804	Oper strip 12 x 100 mm
0037805	Oper strip 25 x 125 mm

Description du dispositif médical : Les bandes Oper strip sont des bandes adhésives stériles à usage unique destinées à la cicatrisation des plaies superficielles. Elles servent à rapprocher les bords cutanés des plaies superficielles, ouvertes, aiguës, tranchantes ou incisées, avec des bords réguliers.

Objectif et indications d'utilisation : Les bandes Oper strip ont été conçues pour :

- rapprocher les bords de la peau dans les plaies superficielles à bords réguliers et sans tension ;
- renforcer une plaie après le retrait des points de suture ;
- renforcer une plaie en utilisant le produit en combinaison avec des fils de suture ou des agrafes, ou de la colle tissulaire.

Les bandes Oper strip sont destinées aux professionnels de santé.

Bénéfice clinique : Favorise une cicatrisation rapide et optimale, améliorant l'esthétique de la cicatrice.

Propriétés : Les bandes Oper strip sont constituées : • d'un support non-tissé en polyester et polyamide, qui assure la résistance à la traction et la respirabilité (air, humidité) ; • d'un adhésif acrylique hypoallergénique. Les bandes Oper strip sont faciles à appliquer et à retirer, sont indolores, réduisent le risque d'infection et augmentent la vitesse de cicatrisation de la plaie, offrant de meilleurs résultats esthétiques qu'une fermeture avec du fil ou des agrafes.

Contre-indications : • Contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité connue à l'acrylique.

Mises en garde : • Usage externe uniquement. Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les oreilles, les yeux, la bouche ou les membranes muqueuses. • Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert. • En cas de réactions allergiques, suspendre immédiatement l'utilisation et en cas de gravité, consulter un médecin. • Ne pas restériliser ni réutiliser le produit, car son efficacité pourrait être compromise, ce qui implique un risque pour le patient. • Ne pas utiliser si le produit est périmé. La date de péremption est indiquée sur l'emballage.

Précautions : • Ne pas appliquer si la plaie est infectée. • Ne pas appliquer en cas de tension trop importante de la peau. • Ne pas appliquer sur des plaies à cicatrisation secondaire. • Ne pas appliquer si une adhérence adéquate ne peut être obtenue, comme en cas d'excès d'exsudat, de pilosité, de présence de graisse ou dans les plis et les articulations... • Ne pas appliquer sur des coupures profondes ou irrégulières, sauf en cas d'urgence, afin d'essayer de maintenir la peau en place jusqu'à ce que le patient soit transféré vers un établissement de soins. • Avant l'application, la peau doit être propre, sèche et exempte de résidus de détergents. • Ne pas retirer les bandes brusquement.

Effets indésirables ou complications liés à l'utilisation : La déhiscence, l'infection ou les lésions associées à l'adhésif (desquamation de l'épiderme lors du retrait, cloques dues à la tension, déchirure par frottement, folliculite, macération, dermatite de contact allergique ou dermatite de contact irritante) sont les effets indésirables les plus fréquemment rapportés pour ce type de dispositif médical.

Procédure d'application : 1. Choisir la taille appropriée du dispositif en fonction du type de plaie. 2. Nettoyer, désinfecter et sécher soigneusement la plaie et la zone environnante. 3. Vérifier l'intégrité de l'emballage primaire avant de l'ouvrir. Ne pas utiliser le produit si l'emballage est ouvert ou endommagé. 4. Ouvrir l'emballage et retirer une bande du carton siliconé qui protège l'adhésif, en conditions stériles. Si plus d'une bande est nécessaire, plusieurs bandes peuvent être appliquées en même temps à l'aide du carton. 5. Si le dispositif est utilisé individuellement, c'est-à-dire sans suture traditionnelle, placer d'abord une extrémité de la bande perpendiculairement à la coupure et au centre de la plaie ; sans étirer, rapprocher les bords de la plaie et coller le reste de la bande. 6. Ensuite, les bandes nécessaires sont placées parallèlement à la première bande, en laissant un espace de 2 à 5 mm entre celles-ci, jusqu'à ce que la totalité de la plaie soit recouverte. 7. Pour réduire la tension sur la plaie, une bande peut être placée à chaque extrémité du groupe de bandes, perpendiculairement à celles-ci. 8. Un suivi visuel est conseillé après le retrait des bandes.

Informations concernant la durée de vie et le stockage : La date de péremption des bandes Oper strip intervient 5 ans après leur fabrication (voir le symbole de la date de péremption sur l'emballage). · Les bandes Oper strip peuvent rester en contact avec la peau du patient jusqu'à ce qu'elles tombent, après 7 à 14 jours (durée de vie). · Pour de meilleurs résultats, conserver dans un endroit frais et sec et à l'abri de la lumière du soleil.

Incidents graves : Tout incident grave impliquant le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

9951035 Ed. 2023-12-18