

Strisce adesive in tessuto non tessuto

UTILIZZO: Gruppo monouso progettato per un singolo paziente.

1- Prima di rimuovere la striscia dalla protezione, strapparne la rifilatura su ciascuna estremità della superficie e sui lati destro e sinistro. 2- Sollevare un lato della protezione e rimuovere delicatamente la striscia effettuando un movimento rettilineo. 3- Rimuovere i bordi della protezione ed effettuare l'applicazione della striscia. 4- Applicare una pressione uniforme sulla striscia per garantire una buona adesione alla pelle. 5- Al termine della sessione di dialisi, staccare lentamente la striscia o le strisce dalla pelle.

PRECAUZIONI D'USO:

- Controllare l'integrità della confezione prima dell'uso. Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata o è già stata aperta.
- Non risterilizzare.
- Non riutilizzare: il riutilizzo del gruppo potrebbe causare infezioni o altre lesioni o danni.
- Controllare la data di scadenza sulla confezione o sull'etichetta del prodotto. Non utilizzare se il prodotto è scaduto.
- Non utilizzare per il fissaggio o il mantenimento di sonde in ematologia, in terapia intensiva e nelle incubatrici.
- Non rimuovere troppo rapidamente la striscia dalla protezione senza seguire un movimento rettilineo, altrimenti si potrebbe verificare un fenomeno di "attorcigliamento" e la striscia diventerebbe inutilizzabile.
- Non utilizzare le strisce attorcigliandole oppure in cui la parte adesiva sia stata esposta e/o toccata.
- Rimuovere eventuali tracce di prodotto topico (disinfettante, anestetico locale, pomata, crema, ecc.) e asciugare con una compressa sterile. Attenzione, la presenza di residui di prodotti grassi (come creme o unguenti) possono compromettere l'adesione.
- Non riutilizzare o riposizionare una striscia già applicata.
- Non lasciare la striscia in posizione oltre la durata della sessione di dialisi.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE: Nella sua confezione originale, il prodotto mantiene le sue proprietà adesive se conservato a temperatura ambiente tra i 15 °C e i 30 °C e con un'umidità relativa tra il 35% e il 65%.

MATERIOVIGILANZA:

Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al produttore o all'autorità sanitaria competente.



ASSEMBLATO DA :
Hemodia SAS
85 rue du Chêne vert
31670 LABEGE- FR