

GEBRUIK: Montage voor eenmalig gebruik, bedoeld voor één patiënt.

1 - Voordat u de strip van de beschermer verwijdert, scheurt u de spleet ervan aan elk uiteinde van het bord en aan de linker- en rechterkant. 2- Til één kant van de beschermer op en verwijder voorzichtig de strip met een rechte beweging. 3- Verwijder de randen van de beschermer en voltooi het aanbrengen van de strip. 4-Pas eenvormige druk toe op de strip om een goede hechting aan de huid te garanderen. 5- Aan het einde van de dialysesessie trekt u de strip(s) langzaam van de huid.

VOORZORGSMATREGELEN VOOR GEBRUIK:

- Controleer vóór gebruik de integriteit van de verpakking, gebruik deze niet als de verpakking beschadigd/geopend is.
 - Niet opnieuw steriliseren.
 - Niet opnieuw gebruiken: Hergebruik van het geheel kan infecties of andere schade veroorzaken.
 - Controleer de vervaldatum op de productverpakking of het etiket. Niet gebruiken als het product verlopen is.
 - Niet gebruiken voor het bevestigen en onderhouden van sondes in hematologie, intensive care en couveuses.
- Verwijder de strip niet snel van de beschermer zonder een rechtlijnige beweging te volgen, een fenomeen van “kurkentrekker” kan ontstaan en de strip zou onbruikbaar zijn.
- Gebruik geen kurkentrekkerstrip of een strip waarvan de kleefzijde zichtbaar en/of aangetast is.
 - Verwijder eventuele sporen van het plaatselijke product (desinfectiemiddel, plaatselijke verdoving, zalf, crème, enz.) en droog met een steriel kompres. Wees voorzichtig, de aanwezigheid van residuen van vette producten (crème of zalf type) kan de kleverigheid nadelig beïnvloeden.
 - Een reeds aangebrachte strip niet opnieuw gebruiken of verplaatsen.
 - Laat niet op zijn plaats zitten na de dialysesessie.

OPSLAG CONDITIES: In de originele verpakking behoudt het product zijn hechtende eigenschappen als het wordt bewaard bij kamertemperatuur tussen 15°C en 30°C en tussen 35% en 65% relatieve vochtigheid.

MATERIOVIGILANTIE: Elk ernstig incident dat zich in verband met het apparaat heeft voorgedaan, moet aan de fabrikant of de bevoegde gezondheidsinstantie worden gemeld.



GEMONTEERD DOOR:
Hemodia SAS
85 rue du Chêne vert
31670 LABEGE - FR