

INFORMATIONS CONCERNANT LES ASSEMBLAGES

UTILISATION : Assemblage à usage unique destiné à un seul patient.

Mises en garde et précautions :

- Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation, ne pas utiliser si l'emballage a été endommagé/ouvert.
- Ne pas restériliser.
- Ne pas réutiliser: la réutilisation de l'assemblage peut provoquer une infection ou d'autres préjudices.
- Vérifier la date de péremption sur l'emballage ou l'étiquette du produit. Ne pas utiliser si le produit est périmé.
- Votre set peut contenir un ou plusieurs éléments nécessitant des précautions d'emploi mentionnées sur le produit ou sur un document annexe.

CONDITIONS DE STOCKAGE : se référer à l'étiquette du produit.

Matéiovigilance :

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant ou à l'autorité de santé compétente. En déclarant les incidents graves vous contribuez à fournir d'avantage d'informations sur la sécurité du dispositif.

Veuillez consulter les mentions particulières d'utilisation au verso.

Date de rédaction: 01 MARS 2024

Mise à jour Rev.1: 30 AVRIL 2024

Page 1/2



ASSEMBLE PAR :
Hemodia SAS
85 rue du Chêne vert
31670 LABEGE - FR

Information AA21

Composants	Informations
CARRÉ D'ESSUYAGE	Destiné au nettoyage du matériel ou à l'hygiène des mains.
ALÈSE	Produit de confort et d'hygiène sans fins médicales pour le patient.
GANT DE TOILETTE	Produit destiné à l'hygiène corporelle et au confort du patient.
SAC DÉCHETS	Destiné aux déchets non coupants, piquants ou souillés.
SERINGUE	Les seringues du set sont constituées de polypropylène et peuvent contenir du polycarbonate, du silicone, de l'isoprène et de l'élastomère. Pour toute utilisation avec des substances médicamenteuses, veuillez vous référer à la notice de la substance.
PLATEAUX	Les plateaux sont des éléments d'emballage, qui ne sont pas destinés à contenir des solutions injectables.
CUPULES	Les cupules sont constituées de polypropylène. Elles sont destinées à ne contenir qu'un liquide antiseptique ou du sérum physiologique. Elles ne sont pas destinées à contenir des dispositifs implantables ou des préparations injectables. Les graduations n'ont pas une fonction de mesurage ; elles ne donnent qu'une indication de volume.
BADIGEON	Le badigeon est constitué d'une mousse en polyuréthane. Il est compatible avec une solution antiseptique du type Bétadine alcoolisée. Pour toute utilisation avec d'autres solutions, veuillez vous référer à la notice de la substance.
COMPRESSE TRACHÉO	La compresse pour canules trachéales doit être placée côté aluminisé sur la plaie.
SAVONGE	Le savonge est destiné à l'hygiène personnelle des patients. Usage non recommandé chez les enfants de moins de deux ans.
MASQUES	Les masques sont conformes à la norme EN 14683 de 2019. Sauf mention contraire sur l'étiquetage de votre produit, ils sont de type II (efficacité de filtration bactérienne ≥ 98%). Se laver les mains. Passer les attaches derrière les oreilles, coté bleu à l'extérieur. Couvrir le nez et la bouche. Ne pas baisser ou remonter le masque. Eviter de le toucher.

Date de rédaction: 01 MARS 2024
Mise à jour Rev.1: 30 AVRIL 2024
Page 2/2