

INFORMATION OM PRODUKT KIT

ANVÄNDNING: För engångsbruk på en patient.

Varningar och försiktighetsåtgärder:

- Kontrollera att förpackningen är hel före användning, använd inte produkten om förpackningen är skadad eller öppnad.
- Återsterilisera inte.
- Återanvänd inte: återanvändning av produkt setet kan ge upphov till infektion eller andra skador.
- Kontrollera sista förbrukningsdag på förpackningen eller produktetiketten. Använd inte produkten om sista förbrukningsdagen passerats.
- Produktkitet kan innehålla en eller flera komponenter som måste hanteras enligt de anvisningar som anges på produkten eller i ett bifogat dokument.

LAGRING: Se produktetiketten.

INCIDENTRAPPORTERING FÖR MEDICINSK UTRUSTNING: Varje allvarlig incident med koppling till produkten skall rapporteras till tillverkaren eller behörig hälsomyndighet . Genom att rapportera alla relaterade incidenter bidrar du med information som kan öka produkt säkerheten.

Var god och läs de specifika bruksanvisningarna på baksidan.

Skapat den: 03 APRIL 2024

Sida 1/2



KITETS INNEHÅLL FÖRPACKAT AV:
Hemodia SAS
85 rue du Chêne vert
31670 LABEGE - FR

INFORMATION AA21_SV

- **TORKDUK** : Används för rengöring av materielen och för handhygien.
- **TVÄTTHANDSKE** : Avsedd för patientens kroppshygien och komfort.
- **SOPPÅS** : E Avsedd för avfall som inte är vasst , spetsigt eller nedsmutsat.
- **SPRUTA** : Sprutorna i setet är av polypropylen och kan innehålla polykarbonat, silikon, isopren och elastomer . Vid användning ihop med läkemedel, läs alltid läkemedlets informationstext.
- **BRICKOR** : Brickorna hör till förpackningen och är inte avsedda för injicerbara lösningar.
- **SKÅLAR** : Skålarna är tillverkade av polypropylen. De är endast avsedda för antiseptisk vätska eller fysiologiskt serum. De är ej avsedda för implantat eller injicerbara preparat . Graderingarna får inte användas för uppmätning, de är enbart avsedda att ge en indikation om volymen.
- **KATETER** : Katetern får endast användas tillsammans med vattenbaserade glidmedel.
- **TVÄTTSVAMP MED TVÅL** : Tvättsvampen med tvål är avsedd för patienternas personliga hygien. Rekommenderas ej för användning på barn under två år.
- **MUNSKYDD** : Munskydden uppfyller normen EN 14683 från 2019. Om inget annat anges på produktetiketten är de av typ II (partikelfiltreringseffekt $\geq 98\%$). Tvätta händerna. Vänd den blå sidan utåt och fäst spännbanden bakom öronen. Se till att näsan och munnen täcks . Dra inte ner eller sätt på munskyddet igen sedan det tagits av . Undvik att röra vid det.

Skapat den: 03 APRIL 2024

Sida 2/2