

Attention: Pour éviter la transmission du VIH (SIDA), du VHB (hépatite) et d'autres maladies infectieuses par piqûres accidentelles, les aiguilles utilisées ne doivent être ni recapuchonnées, ni retirées, à moins qu'il ne soit impossible de faire autrement ou qu'une procédure médicale particulière l'exige. Ne pas réutiliser. La réutilisation peut provoquer une infection ou d'autres maladies/préjudices. Les produits pharmaceutiques préparés dans ces seringues doivent être administrés le plus rapidement possible.

Ne pas utiliser pour les injections orales.

Éliminer toutes les aiguilles et seringues conformément à la réglementation en vigueur dans l'établissement.

Apyrogène. Ne pas utiliser si l'emballage individuel est endommagé. Ce produit n'est pas composé de latex caoutchouc naturel.

DG186812 500045350 Rev. 2021-07

