

INFORMATIONS DE SECURITE RELATIVES AU CORPS DE PRELEVEMENT A USAGE UNIQUE



CE CORPS DE PRÉLÈVEMENT EST À USAGE UNIQUE. IL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU’UNE SEULE FOIS PUIS ÉLIMINÉ. UN USAGE RÉPÉTÉ DU CORPS DE PRÉLÈVEMENT RISQUE D’ENDOMMAGER SON PAS DE VIS ET L’AIGUILLE RISQUE DE SE DÉVISSER OU DE SE DÉTACHER.

Manipuler les échantillons biologiques et les aiguilles de prélèvement sanguin conformément aux directives et procédures en vigueur dans l’établissement. Consulter un médecin en cas d’exposition aux échantillons biologiques (en cas de piqûre d’aiguille, par exemple) car les échantillons peuvent transmettre l’hépatite virale, le VIH (SIDA) ou d’autres maladies. Conçu pour une utilisation par des professionnels de santé formés uniquement.

UE uniquement : les utilisateurs doivent signaler au fabricant et à l’autorité nationale compétente tout incident grave lié au dispositif. En dehors de l’UE : contacter le représentant local de BD pour tout incident ou toute question concernant ce dispositif. Service et assistance technique : contacter votre représentant local de BD ou consulter le site bd.com.

2023-08 VDM60736(01) 500072214

Instructions d’utilisation AA98_FR



Becton, Dickinson and Company,
1 Becton Drive, Franklin Lakes,
New Jersey 07417 - 1885 - USA



Becton Dickinson Ireland Ltd,
Donore Road, Drogheda
Co. Louth, A92 YW26 - IE



Becton Dickinson Distribution
Center NV, Laagstraat 57,
9140 Temse, Belgium



Rédaction interne 29/04/2024
Mise à jour Rev.2 28/07/2025