

PINCE TENACULUM 25cm

Les pinces sont utilisées pour saisir et rétracter les tissus afin d'effectuer une biopsie de l'endomètre, une hystérectomie, une ligature des trompes et d'autres procédures gynécologiques.

PRODUIT A USAGE UNIQUE :

Vérifiez l'emballage pour détecter tout dommage, trous et déchirures. Vérifiez la date de péremption et l'usage prévu.

TESTS ET INSPECTION :

Vérifier que l'instrument ne présente aucun défaut ou souillure avant utilisation.

AVERTISSEMENTS:

A usage unique ne pas réutiliser.

Ne pas utiliser si vous observez des arêtes vives. Le matériau du produit est conducteur et doit être tenu éloigné de toute source électrique.

Utiliser un instrument inadapté peut compromettre la sécurité du soin.

ELIMINATION:

Pour l'élimination des instruments veuillez suivre les procédures nationales/institutionnelles.



SURGIKARE
Toor Abad Daska Road,
Sialkot, Punjab - PK



Obelis
Bd Général Wahis, 53
B-1030 Brussels - BE

