

PINCE OTE-AGRAFES

Indiqué pour le retrait des agrafes cutanées utilisées pour la fermeture des plaies.

PRODUIT A USAGE UNIQUE :

Vérifiez l'emballage pour détecter tout dommage, trous et déchirures. Vérifiez la date de péremption et l'usage prévu.

TESTS ET INSPECTION :

Vérifier que l'instrument ne présente aucun défaut ou souillure avant utilisation.

AVERTISSEMENTS:

A usage unique ne pas réutiliser.




Ne pas utiliser si vous observez des arêtes vives. Le matériau du produit est conducteur et doit être tenu éloigné de toute source électrique.

Utiliser un instrument inadapté peut compromettre la sécurité du soin.

ELIMINATION:

Pour l'élimination des instruments veuillez suivre les procédures nationales/institutionnelles.

Date : 19-07-2024 Doc. # IFU-25-05/00



Date de rédaction interne 24/07/2024