

Votre protocole d'anesthésie personnalisé

Sets de soins et dispositifs complémentaires





Les sets de soins Hemodia dédiés à l'anesthésie

Hemodia met à profit son savoir-faire dans les sets de soins pour développer sa gamme dédiée à l'anesthésie loco-régionale.

Les solutions Hemodia couvrent l'ensemble de vos besoins, de la préparation du patient et de la zone d'intervention à la préparation de l'anesthésie.

Tous les sets sont personnalisables selon vos exigences et protocoles, pour l'ALR avec ou sans échographe.



Une production intégrée pour couvrir toutes les étapes

Nous disposons de lignes de production et d'une unité de stérilisation sur nos sites toulousains. Cette proximité des services et des opérations apportent une grande souplesse dans la fabrication de vos produits ainsi qu'une grande réactivité face à vos demandes spécifiques.

Cette organisation renforce l'expertise des différents intervenants et confère à

Hemodia un savoir-faire internalisé dans la fabrication de sets de soins.

D'autre part, nous proposons des solutions de packagings complètes (blisters souples, rigides, double emballage...) pour des configurations de sets ergonomiques et fonctionnelles.

Nous maîtrisons la conception et la fabrication des sets de soin de A à Z



Une gamme complète pour le confort du soignant et du patient

Des dispositifs NRFit :

Pour répondre aux normes ISO 80369, Hemodia propose ces dispositifs de couleurs jaunes pour les voies neuraxiales et périurales. Ceux-ci :

- possèdent une connectique spécifique différente du Luer
- préviennent des risques de confusion avec la voie intraveineuse
- sont disponibles pour aiguilles et seringues

Des gaines adaptées:

- courtes ou longues
- avec ou sans élastiques
- avec ou sans gel de contact

Dispositifs pour l'anesthésie loco-régionale



Une combinaison de dispositifs répondant à vos protocoles



Aiguilles de différentes gauges



Cupules de contenances et couleurs variées


Des champs de soins adaptés

Des champs spécifiques ont été développés pour les anesthésies loco-régionales, de longueurs et de designs différents pour une protection et une visibilité optimale en fonction du site. Elaborés conjointement avec des experts, ils sont conçus pour faciliter les gestes des intervenants.


Les caractéristiques des champs Hemodia

- Parties transparentes : pour une visibilité du site
- Adhésifs : pour une tenue parfaite
- Prédécoupés : pour un retrait facile
- Fenêtre modulable : pour plus de flexibilité


Champs de soins spécifiques




Champ partie supérieure transparente ouverture 10x20 cm



Champ fenêtre transparente ouverture 8.5 cm



Champ fenêtre transparente ouverture modulable 8x8 cm ou 15x20 cm



Champ non tissé ouverture large 20x20 cm

À propos d'Hemodia

Depuis sa création en 1985, Hemodia développe un savoir-faire de pointe en matière de dispositifs médicaux. S'inspirant de son cœur de métier, la tubulure médicale et les composants polymères, l'entreprise devient rapidement un acteur majeur des sets de soins personnalisés.

De la dialyse historique aux derniers sets d'anesthésie, Hemodia ajuste son offre à toutes les demandes, à l'hôpital comme au domicile : oncologie, perfusion, hygiène, nutrition...

Forte de son concept industriel historique – internalisation de la conception, de la production, de la stérilisation, du stockage et de la distribution – Hemodia anticipe les besoins de ses clients et répond aux impératifs de livraison à réception des commandes. Ses unités intégrées, avec une production en France et en Tunisie, lui assurent un contrôle total sur l'approvisionnement et les équipements.

Grâce à son système de management de la qualité, Hemodia s'engage à vos côtés en développant des solutions qui induisent gain de temps, maîtrise des budgets, réduction des déchets et diminution des risques d'infection. Son haut niveau d'exigence et le soin apporté au respect de la réglementation garantissent aux professionnels et aux patients d'être entourés d'un matériel de qualité.

Faire confiance à Hemodia, c'est choisir un savoir-faire sûr et une expertise reconnue.



Pour plus d'informations, contacter :

Service client

+33 (0)5 61 00 71 81
hemodia@hemodia.com



Hemodia SAS

85 rue du Chêne vert
31670 Labège - France

Votre représentant local



Les sets de soins sont des dispositifs médicaux de classe Is ou Ila.
Merci de lire attentivement les instructions d'utilisation accompagnant les dispositifs médicaux avant leur utilisation.
Document destiné exclusivement aux professionnels de santé. Ce document est la propriété d'Hemodia ; il ne doit pas être copié.

